

BENDA COMPRESSIVA COMPRILAN 5 m x 6 cm



BENDE COMPRESSIVE COMPRILAN® 5 m x 6 cm

Codice BSN: 01026-00

Bende compressive elastiche (90%) per applicazioni flebologiche e linfologiche.

100% cotone (color carne).

Lunghezza 5 m.

Lavabili e sterilizzabili.

Latex-free.

Benda Compressiva Comprilan® 5 m x 6 cm per Applicazioni Flebologiche e Linfologiche

La Benda Compressiva Comprilan® 5 m x 6 cm è una benda elastica a corta estensibilità progettata per trattamenti compressivi professionali in ambito flebologico e linfologico. Grazie alla sua particolare struttura, consente di esercitare una compressione efficace

durante il movimento del paziente, favorendo il ritorno venoso e il drenaggio linfatico.

Realizzata con un'elevata percentuale di cotone, garantisce comfort, traspirabilità e tollerabilità anche durante utilizzi prolungati. La sua elasticità controllata permette di ottenere una pressione terapeutica stabile, rendendola particolarmente indicata nel trattamento di insufficienza venosa cronica, edemi, linfedemi e nella gestione delle ulcere venose secondo prescrizione specialistica.

La benda è lavabile, riutilizzabile e sterilizzabile, caratteristiche che ne aumentano la durata nel tempo e l'economicità d'impiego nelle strutture sanitarie e nell'assistenza domiciliare. Inoltre è latex free, ideale per pazienti sensibili o allergici al lattice.

Con una lunghezza di 5 metri e una larghezza di 6 cm, rappresenta una soluzione versatile per applicazioni su arti e segmenti anatomici che richiedono una compressione controllata e professionale.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la benda Comprilan?

È utilizzata per terapie compressive in ambito flebologico e linfologico.

La benda è riutilizzabile?

Sì, può essere lavata e riutilizzata più volte.

Contiene lattice?

No, è completamente latex free.

Quali sono le dimensioni della benda?

Misura 5 metri di lunghezza e 6 cm di larghezza.

Può essere sterilizzata?

Sì, la benda è sterilizzabile per un utilizzo professionale continuativo.

Benda Compressiva Comprilan 5 m x 6 cm per terapia compressiva flebologica e linfologica.
Lavabile, sterilizzabile e latex free.