

BENDA COESIVA ELASTOMULL HAFT 20 m x 8 cm



BENDE COESIVE ELASTOMULL® Bende elastiche di ritenzione. Offrono cura alle ferite con ritenzione da stecca e un supporto leggero. Tessuto non tessuto confortevole (cotone, viscosa e poliammide) ricoperto da lattice sintetico. Lunghezza: 20 m. • Codice BSN: 45477-00 • Elastomull® Haft 20 m x 8 cm • Conf. da 1 pz. • Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE.