

PEHA-HAFT 30037 BENDA ELASTICA COESIVA 4 m x 2,5 cm - latex free conf. 8 pz.



BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT® - SENZA LATTICE_

—

—

—

• Codice Hartmann: 300037_

—

• Peha-haft® 4 m x 2,5 cm – conf. da 8_

—

—

—

Bende coesive monouso per fissare medicazioni primarie e secondarie (stecche, ingessature, cateteri, cannule), in particolare sulle articolazioni e sulle parti coniche e tondeggianti del corpo._

—

Effetto adesivo doppio grazie alla consistenza increspata e al rivestimento microstrutturato._

—

—

-
- 85% estensibilità_
-
- basso consumo di materiale grazie al forte effetto autoadesivo_
-
- aderiscono a sé stesse, ma non alla cute, ai capelli o ai vestiti_
-
- permeabili all'aria e delicate sulla pelle_
-
-
-

Ideali per stabilizzare muscoli, tendini, legamenti, articolazioni con un blando effetto di immobilizzazione. Utilizzate anche negli interventi medici per il trattamento a breve o a lungo termine di lesioni acute o croniche. 34% viscosa, 34% cotone e 32% poliammide._

-
-
-

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, FI, DK, PL, CZ, HU, SI, GR, Arabo.