

## **PEHA-HAFT 30045 BENDA ELASTICA COESIVA 20 m x 8 cm - latex free**



BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT® - SENZA LATTICE\_

—

—

—

- Codice Hartmann: 300045\_

—

- Peha-haft® 20 m x 8 cm - conf. da 1\_

—

—

—

Bende coesive monouso per fissare medicazioni primarie e secondarie (stecche, ingessature, cateteri, cannule), in particolare sulle articolazioni e sulle parti coniche e tondeggianti del corpo.\_

—

Effetto adesivo doppio grazie alla consistenza increspata e al rivestimento microstrutturato.\_

—

—

- 
- 85% estensibilità\_
- 
- basso consumo di materiale grazie al forte effetto autoadesivo\_
- 
- aderiscono a sé stesse, ma non alla cute, ai capelli o ai vestiti\_
- 
- permeabili all'aria e delicate sulla pelle\_
- 
- 
- 

Ideali per stabilizzare muscoli, tendini, legamenti, articolazioni con un blando effetto di immobilizzazione. Utilizzate anche negli interventi medici per il trattamento a breve o a lungo termine di lesioni acute o croniche. 34% viscosa, 34% cotone e 32% poliammide.\_

- 
- 
- 

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, FI, DK, PL, CZ, HU, SI, GR, Arabo.