

PEHA-HAFT 30083 BENDA ELASTICA COESIVA 20 m x 10 cm - latex free



PEHA-HAFT 30083 BENDA ELASTICA COESIVA 20 m x 10 cm - latex free

BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT® - SENZA LATTICE

- Codice Hartmann: 300083
- Peha-haft® 20 m x 10 cm – conf. da 1

Bende coesive monouso per fissare medicazioni primarie e secondarie (stecche, ingessature, cateteri, cannule), in particolare sulle articolazioni e sulle parti coniche e tondeggianti del corpo.

Effetto adesivo doppio grazie alla consistenza increspata e al rivestimento microstrutturato.

- 85% estensibilità
- basso consumo di materiale grazie al forte effetto autoadesivo

- aderiscono a sé stesse, ma non alla cute, ai capelli o ai vestiti
- permeabili all'aria e delicate sulla pelle

Ideali per stabilizzare muscoli, tendini, legamenti, articolazioni con un blando effetto di immobilizzazione. Utilizzate anche negli interventi medici per il trattamento a breve o a lungo termine di lesioni acute o croniche. 34% viscosa, 34% cotone e 32% poliammide.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, FI, DK, PL, CZ, HU, SI, GR, Arabo.

La PEHA-HAFT 30083 Benda Elastica Coesiva 20 m x 10 cm Latex Free è una benda elastica autoadesiva professionale progettata per il fissaggio sicuro di medicazioni primarie e secondarie, stecche, ingessature, cateteri e cannule. Grazie alla sua particolare struttura coesiva, aderisce efficacemente su sé stessa senza attaccarsi alla pelle, ai capelli o agli indumenti, garantendo comfort e praticità durante l'applicazione.

Realizzata senza lattice naturale, rappresenta una soluzione ideale anche per pazienti sensibili o allergici al lattice. Il rivestimento microstrutturato e la consistenza increspata generano un doppio effetto coesivo che assicura una tenuta affidabile con un ridotto consumo di materiale.

La benda è altamente traspirante e delicata sulla pelle, consentendo una corretta aerazione dell'area trattata. È particolarmente indicata per il supporto e la stabilizzazione di muscoli, tendini, legamenti e articolazioni, contribuendo a limitare i movimenti indesiderati senza compromettere il comfort del paziente.

Grazie alla sua elasticità dell'85% e alla praticità di utilizzo, la PEHA-HAFT 30083 trova impiego in ambito ospedaliero, ambulatoriale, sportivo e domiciliare.

FAQ - Domande e Risposte

La benda contiene lattice?

No, la PEHA-HAFT 30083 è completamente latex free ed è adatta anche a soggetti sensibili al lattice.

A cosa serve questa benda coesiva?

È utilizzata per fissare medicazioni, stecche, cateteri, cannule e per il supporto di articolazioni e muscoli.

La benda aderisce alla pelle?

No, aderisce esclusivamente su sé stessa senza attaccarsi alla pelle o ai capelli.

È traspirante?

Sì, il materiale consente una buona circolazione dell'aria favorendo il comfort durante l'utilizzo.

Può essere utilizzata per il supporto articolare?

Sì, è indicata per la stabilizzazione di articolazioni, tendini, muscoli e legamenti.

PEHA-HAFT 30083 benda elastica coesiva 20 m x 10 cm latex free.

Ideale per fissaggio di medicazioni, stecche e supporto articolare.

Traspirante, autoadesiva e delicata sulla pelle.