

HARTMANN OMNISTRIP 3x76 mm - 540681 conf. 250 pz.



CEROTTI SUTURA OMNISTRIP® - STERILI

- OMNISTRIP® - 3x76 mm
- Codice Hartmann: 540 681
- Minimo vendita: conf. da 250 (50 buste da 5)

Omnistrip® è un cerotto per chiudere in modo atraumatico piccole ferite e incisioni chirurgiche. Protegge i margini della ferita dalla trazione e stabilizza le cicatrici fresche dopo la rimozione di suture o graffette. Bordi arrotondati. Conformabile e allungabile, con elevata porosità, permeabilità, traspirabilità e buona aderenza alla cute. Radiolucente, resistente alle temperature e durevole. In tessuto non tessuto cardato di poliestere/poliammide color carne, rivestito da un adesivo acrilico.

Dispositivo medico di Classe IIa. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, SE, DK, NO, FI, GR, CZ, SK, HU, RU, Arabo.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Omnistrip?

Serve per la chiusura atraumatica di piccole ferite e incisioni chirurgiche.

Il prodotto è sterile?

Sì, ogni strip è sterile e monouso.

Può essere usato dopo la rimozione dei punti?

Sì, è ideale per stabilizzare la cicatrice dopo la rimozione di suture o graffette.

La medicazione lascia respirare la pelle?

Sì, il materiale è altamente traspirante e poroso.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 250 strip sterili.

Hartmann Omnistrip 3×76 mm sterile conf. 250 pz per chiusura atraumatica di ferite e incisioni chirurgiche.

Cerotti sutura professionali traspiranti.