

HARTMANN OMNISTRIP 6x76 mm - 540683 conf. 150 pz.



CEROTTI SUTURA OMNISTRIP® - STERILI

- OMNISTRIP® - 6x76 mm
- Codice Hartmann: 540 683
- Minimo vendita: conf. da 150 (50 buste da 3)

Omnistrip® è un cerotto per chiudere in modo atraumatico piccole ferite e incisioni chirurgiche. Protegge i margini della ferita dalla trazione e stabilizza le cicatrici fresche dopo la rimozione di suture o graffette. Bordi arrotondati. Conformabile e allungabile, con elevata porosità, permeabilità, traspirabilità e buona aderenza alla cute. Radiolucente, resistente alle temperature e durevole. In tessuto non tessuto cardato di poliestere/poliammide color carne, rivestito da un adesivo acrilico. Dispositivo medico di Classe IIa.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, SE, DK, NO, FI, GR, CZ, SK, HU, RU, Arabo.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono le Omnistrip?

Servono per chiudere piccole ferite e incisioni senza punti di sutura.

Sono sterili?

Sì, sono dispositivi sterili pronti all'uso.

Possono sostituire i punti di sutura?

Sì, in caso di ferite superficiali e a bassa tensione.

Sono adatte per pelli sensibili?

Sì, grazie all'adesivo delicato e agli angoli arrotondati.

Si possono usare a casa?

Sì, sono adatte anche per uso domiciliare sotto indicazione.

Hartmann Omnistrip 6x76 mm: strisce di sutura sterili per chiusura atraumatica delle ferite. Traspiranti, sicure e ideali per uso medico e domiciliare.