

## **HARTMANN OMNISTRIP 6x101 mm - 540684 conf. 500 pz.**



CEROTTI SUTURA OMNISTRIP® - STERILI • OMNISTRIP® - 6x101 mm • Codice Hartmann: 540 6814 • Minimo vendita: conf. da 500 (50 buste da 2x5) Omnistrip® è un cerotto per chiudere in modo atraumatico piccole ferite e incisioni chirurgiche. Protegge i margini della ferita dalla trazione e stabilizza le cicatrici fresche dopo la rimozione di suture o graffette. Bordi arrotondati. Conformabile e allungabile, con elevata porosità, permeabilità, traspirabilità e buona aderenza alla cute. Radiolucente, resistente alle temperature e durevole. In tessuto non tessuto cardato di poliestere/poliammide color carne, rivestito da un adesivo acrilico. Dispositivo medico di Classe IIa. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, SE, DK, NO, FI, GR, CZ, SK, HU, RU, Arabo.