


MEDICAZIONE HYPAFIX 10 m x 150 mm



MEDICAZIONI BSN HYPAFIX®

Benda di ritenzione per medicazioni su parti del corpo molto pronunciate o soggette a frequenti movimenti.

Non tessuto deformabile ricoperto in materiale poliacrilico adesivo. HYPAFIX® 150 mm x 10 m Codice BSN: 71443-03

Hypafix 10 m x 150 mm è una benda di fissaggio adesiva professionale indicata per il fissaggio sicuro di medicazioni su aree del corpo soggette a movimento o particolarmente difficili da trattare. Grazie alla sua struttura in tessuto non tessuto deformabile, offre elevata adattabilità anatomica e un comfort ottimale durante l'utilizzo.

Il supporto adesivo ipoallergenico garantisce una buona tenuta sulla pelle riducendo il rischio di irritazioni, risultando ideale per utilizzi prolungati in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. Hypafix è progettato per assicurare traspirabilità e libertà di movimento, permettendo alla cute di respirare senza compromettere la stabilità della

medicazione.

La larghezza da 150 mm e la lunghezza da 10 metri consentono di ritagliare facilmente la misura necessaria in base alla zona da trattare, offrendo massima praticità e riduzione degli sprechi. È particolarmente indicato per fissare garze, compresse, cateteri e medicazioni post-operatorie.

Grazie alla sua elasticità e conformabilità, Hypafix aderisce perfettamente anche su articolazioni e superfici anatomiche irregolari.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Hypafix?

Serve per fissare medicazioni su pelle e aree soggette a movimento.

È adatto a pelli sensibili?

Sì, utilizza un adesivo ipoallergenico delicato sulla pelle.

Può essere tagliato su misura?

Sì, il rotolo può essere facilmente ritagliato secondo necessità.

La pelle riesce a respirare?

Sì, il materiale è traspirante e favorisce il comfort cutaneo.

È indicato per uso professionale?

Sì, è ampiamente utilizzato in ospedali, ambulatori e strutture sanitarie.

Hypafix 10 m x 150 mm benda adesiva professionale per fissaggio medicazioni.

Tessuto non tessuto traspirante e ipoallergenico per uso sanitario.