

TERMOMETRO WIRELESS TEMP SITTER



TEMP SITTER - termometro wireless Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità di trasmissione dati verso l'apposita app per smartphone (iOS e Android). Da posizionare sotto l'ascella del paziente. La app può essere impostata con funzione di allarme di temperatura elevata. Prodotto resistente all'acqua e costituito da materiali sicuri di ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro all'ascella. Manuale: GB, FR, IT, ES. Disponibili protocolli di comunicazione.

- Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili
- Campo di misurazione: 25-45 °C ($\pm 0,05$ tra 35-38,5 °C)
- Dimensioni: 51 x 32 x 7 mm