

## **Bilancia Body Fat GIMAFit con App GIMA e Bluetooth - Nera**



**BILANCIA ANALISI GIMAFIT con App GIMA e Bluetooth 5.0**

Bilancia multifunzione collegabile all'App GIMA per rilevare i valori del peso e del grasso corporeo.

Disponibili protocolli di comunicazione e chiavetta per sviluppo software SDK per progetti di telemedicina.

Entrambe dotate di 4 sensori G di precisione e piattaforma in vetro e acciaio inox.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

---

La bilancia Body Fat GIMAFit con Bluetooth è uno strumento avanzato per il monitoraggio del peso e della composizione corporea, ideale per uso domestico e professionale. Grazie alla connessione Bluetooth 5.0 e all'integrazione con App GIMA, consente di analizzare e tenere traccia dei principali parametri corporei in modo semplice e preciso.

Dotata di sensori ad alta precisione, la bilancia misura il peso corporeo e fornisce dati utili per il controllo della forma fisica, come la stima del grasso corporeo. I dati rilevati vengono sincronizzati automaticamente con l'app, permettendo un monitoraggio continuo e organizzato nel tempo.

Il design moderno con piattaforma in vetro e acciaio inox garantisce resistenza, stabilità e facilità di pulizia. Il display LCD retroilluminato assicura una lettura chiara dei valori, mentre la funzione di spegnimento automatico ottimizza il consumo energetico.

### **Caratteristiche principali**

- Tipologia: bilancia pesapersone con analisi corporea
  - Connessione: Bluetooth 5.0
  - Compatibile con App GIMA
  - Portata massima: 180 kg
  - Precisione: 100 g ( $\leq 100$  kg) / 200 g ( $> 100$  kg)
  - Display LCD retroilluminato
  - Sensori ad alta precisione (4 sensori)
  - Piattaforma in vetro e acciaio inox
  - Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse)
  - Dimensioni: 300 × 300 × 23 mm
  - Unità di misura selezionabili: kg/lb
  - Funzionalità
  - Misurazione del peso corporeo
  - Analisi della composizione corporea (body fat)
  - Sincronizzazione dati con smartphone tramite app
  - Monitoraggio storico dei valori
  - Ideale per programmi fitness e controllo del peso
- 

### **FAQ - Domande frequenti**

#### **La bilancia si collega allo smartphone?**

Sì, tramite Bluetooth 5.0 e app dedicata GIMA.

#### **Che tipo di dati misura?**

Peso corporeo e parametri legati alla composizione corporea, come il grasso corporeo.

#### **Qual è la portata massima?**

Fino a 180 kg.

**Le batterie sono incluse?**

Sì, sono incluse 4 batterie AAA.

**È adatta per uso domestico o professionale?**

Entrambi: ideale sia per uso personale che in ambito professionale.

Portata: 180 kg - minimo 0,15 kg

Display LED: 80x40 mm luce bianca

Precisione: 200 g (>50 kg <100 kg)

Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse)

Dimensioni: 300x300x23 mm

Commutabile kg/lb

Bilancia Body Fat GIMAFit con Bluetooth e App GIMA per analisi peso e composizione corporea.  
Display LCD, portata 180 kg e sensori ad alta precisione.