

ECG PALMARE PM-10 Bluetooth



ECG PALMARE PM10 - con software e Bluetooth

PM10 è un dispositivo ad uso domestico per monitorare i parametri ECG. Può aiutare a prevenire e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari.

Presenta un design intuitivo e consente di seguire la gestione della salute da remoto tramite l'apposita applicazione; inizia automaticamente le misurazioni, memoriz-

za l'ECG, carica i dati e scarica i risultati. Adatto per i pazienti con malattie croniche, in particolare con cardiopatia coronarica, diabete, ipertensione, miocardite, obesità, palpitazione e dispnea.

Caratteristiche:

- display a colori 1,77" TFT-LCD
- test ECG rapido con un solo tocco
- risultati accurati possono essere ottenuti subito dopo la misurazione
- registrazione continua fino a 500 casi con batteria al lito ricaricabile inclusa in piena carica

- trasmissione Bluetooth
- i dati ECG possono essere salvati nella piattaforma cloud, per una memorizzazione e una consultazione rapide
- lo storico dei dati può essere stampato in qualsiasi momento per una diagnosi efficace

Dimensioni: 100 x 45 x h 15 mm

Peso: circa 60g

Fornito con una borsetta, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT) e software CD per visualizzare i dati su PC.