


AMBU MAN SCHOOL



Manichino per la formazione nelle scuole relativa a tutte le procedure BLS di rianimazione. Utilizzabile per l'esercitazione realistica nella compressione esterna del torace e del posizionamento degli elettrodi DAE. Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata nelle dimostrazioni e nelle esercitazioni sui principi della ventilazione attraverso bocca e naso. Conforme alle linee guida: permette di esercitarsi nella RCP seguendo le ultime linee guida internazionali. Compatto e portatile: peso ridotto e confezionamento compatto. Facile training DAE: grazie al torso chiuso, gli elettrodi di defibrillazione possono essere posizionati in modo da effettuare un'esercitazione DAE realistica.

Ventilazione bocca-bocca: SI Ventilazione bocca-naso: SI Ventilazione con pallone rianimatore: NO
Uso di cannule Guedel: NO Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi
sovraglottici: NO Manovra di spinta della mandibola: NO Insufflazione gastrica: NO Sistema igienico
Ambu: SI Sacchetto monouso (sistema igienico Ambu): 20 Set facciale (sistema igienico Ambu): SI
Compressione toracica: SI Max profondità compressione: 6 cm Max insufflazione: 0,4 litri
Visualizzazione posizione delle mani: NO Rigidità toracica regolabile infinitamente: NO Polso: NO
Posizionamento elettrodi defibrillatore: SI Defibrillazione: NO Accesso venoso (necessario IV Trainer
34041): NO Software RCP Wireless: NO Schermo ECG: NO Borsa per il trasporto: NO (scatola di
cartone) Peso: 0,8 Kg