

AMBUMAN SAM



Manichino economico con tutte le note e ricercate caratteristiche visive, sonore e tattili Ambu. La forma chiusa del torso con tutti i riferimenti anatomici precisi consente agli studenti di apprendere appieno la tecnica BLS (Basic Life Support), compreso l'utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici (DAE) e il posizionamento dei relativi elettrodi. Apertura vie aeree: le vie aeree sono aperte solo quando la testa è inclinata, con realistica resistenza delle vie aeree e sollevamento del torace. Sistema igienico: soluzione igienica unica brevettata Ambu Man, con sacchetti per la testa monouso e maschere facciali lavabili. Borsa compatta: la testa di Ambu Uniman+ può essere posizionata all'interno del manichino e tutto viene conservato in una piccola borsa.

Ventilazione bocca-bocca: SI Ventilazione bocca-naso: SI Ventilazione con pallone rianimatore: SI
Uso di cannule Guedel: NO Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi
sovraglottici: NO Manovra di spinta della mandibola: NO Insufflazione gastrica: NO Sistema igienico
Ambu: SI Sacchetto monouso (sistema igienico Ambu): 25 Set facciale (sistema igienico Ambu): SI
Compressione toracica: SI Max profondità compressione: 7,5 cm Max insufflazione: 1,8 litri
Visualizzazione posizione delle mani: SI Rigidità toracica regolabile infinitamente: NO Polso: NO
Posizionamento elettrodi defibrillatore: SI Defibrillazione: NO Accesso venoso (necessario IV Trainer
34041): NO Software RCP Wireless: NO Schermo ECG: NO Borsa per il trasporto: SI Peso: 4,5 Kg