

## MANICHINO AMBU MAN BASIC



Manichino economico e affidabile progettato per soddisfare i requisiti dell'algoritmo di formazione BLS. La forma chiusa del torso con tutti i riferimenti anatomici precisi consente agli studenti di apprendere ed esercitarsi nell'utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici (DAE) e nel posizionamento dei relativi elettrodi. Permette un training ottimale della compressione toracica e della ventilazione, con resistenza realistica ed espirazione attraverso bocca e naso. Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata. La corretta profondità di compressione e il volume di ventilazione necessario possono essere monitorati mediante l'indicatore sul manichino. Ventilazione realistica: gli studenti percepiscono la resistenza realistica delle vie aeree e il torace si alza quando la testa è correttamente inclinata e l'aria entra nel manichino. Dimensioni: 70x37 cm.

Ventilazione bocca-bocca: SI Ventilazione bocca-naso: SI Ventilazione con pallone rianimatore: SI  
Uso di cannule Guedel: NO Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi  
sovraglottici: NO Manovra di spinta della mandibola: SI Insufflazione gastrica: NO Sistema igienico  
Ambu: SI Sacchetto monouso (sistema igienico Ambu): 25 Set facciale (sistema igienico Ambu): SI  
Compressione toracica: SI Max profondità compressione: 7,5 cm Max insufflazione: 1,2 litri  
Visualizzazione posizione delle mani: SI Rigidità toracica regolabile infinitamente: NO Polso: NO  
Posizionamento elettrodi defibrillatore: SI Defibrillazione: NO Accesso venoso (necessario IV Trainer  
34041): NO Software RCP Wireless: NO Schermo ECG: NO Borsa per il trasporto: SI Peso: 6,0 Kg