

AMBUMAN AIRWAY WIRELESS



Manichino da esercitazione, dalle dimensioni adulte, che fornisce un'ottima rappresentazione dell'anatomia umana. Lo strumento meccanico fornisce un feedback immediato del volume della ventilazione, del gonfiaggio dello stomaco, della profondità delle compressioni toraciche in mm e della posizione non corretta delle mani. Intubazione possibile grazie al tubo endotracheale, cannula di Guedel, maschera laringea e combi- tube. Connessione PC del Kit Software Ambu CPR, della stampante Ambu CPR o dell'interfaccia USB. L'Ambu Airway man include un torso con ganci per braccia e viene fornito con giacca della tuta, materassino per l'addestramento e borsa per il trasporto. Dimensioni: 80 x 35 cm
Peso: 13 kg

Ventilazione bocca-bocca: NO Ventilazione bocca-naso: NO Ventilazione con pallone rianimatore: SI
Uso di cannule Guedel: SI Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi
sovraglottici: SI Manovra di spinta della mandibola: SI Insufflazione gastrica: SI Sistema igienico
Ambu: NO Set facciale (sistema igienico Ambu): NO Compressione toracica: SI Max profondità
compressione: 7 cm Max insufflazione: 1,2 litri Visualizzazione posizione delle mani: SI Rigidità
toracica regolabile infinitamente: SI Polso: manuale Posizionamento elettrodi defibrillatore: SI
Defibrillazione: NO Accesso venoso (necessario IV Trainer 34041): opzionale Software RCP Wireless:
SI Schermo ECG: NO Borsa per il trasporto: SI Peso: 13 Kg