

MISURATORE DI PRESSIONE OMRON EVOLV



Nuovo misuratore di pressione da braccio, facile da usare, “all-in-one”.

Per eseguire misurazioni precise con il bracciale in qualsiasi posizione sulla parte superiore del braccio e tenere traccia dei progressi tramite smartphone.

- Misuratore di pressione da braccio “all in one”: senza tubi, cavi, semplicemente accurato
- Tecnologia Intellisense: il bracciale si gonfia al livello ideale
- Bracciale Intelli Wrap: per una lettura facile e accurata
- Clinicamente validato: affidabilità e accuratezza comprovate da energici collaudi eseguiti da importanti organizzazioni sanitarie
- Guida di avvolgimento del bracciale: indica se il bracciale è avvolto correttamente e non è troppo allentato o troppo stretto
- App OMRON connect: connessione, accesso in qualsiasi momento, visualizzazione dei progressi. Applicazione mobile per iPhone/Android™.

Fornito con batterie, custodia, manuali.

Compatibile con Alexa.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

Con i bracciali standard, 1 paziente su 3 misura in modo errato la pressione sanguigna. La Tecnologia EVOLV Intelli Wrap garantisce l'accuratezza a 360° in qualsiasi posizione intorno alla parte superiore del braccio.

EVOLV può sincronizzare le letture sullo smartphone per registrare i risultati, monitorare i progressi e ottenere una comprensione più approfondita della propria salute. Vedere l'elenco degli smartphone compatibili su omronconnect.com/emea/it_def/

Tipo di bracciale: Bracciale Intelli Wrap 22-42 cm

Memoria: 100 letture

Guida avvolgimento bracciale: Sì

Rilevamento battito irregolare: Sì

Rilevamento movimento corpo: Sì

Validazione: Validazione clinica, validazione in gravidanza

Tecnologia Intellisense: Sì

Prevenzione ictus: Sì

Dimensioni: 12x17.3x12,5 cm