

LAERDAL LITTLE BABY - 133-01050



LAERDAL LITTLE BABY QCPR - 133-01050 Dotato di sistema di feedback della Qualità della RCP per aiutare gli istruttori a migliorare la qualità, l'efficienza e l'impegno degli studenti nell'addestramento RCP. In conformità alle attuali linee guida, forniscono dati sulla frequenza e profondità delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova App QCPR Training, Skill Guide disponibile tramite cavo RC. Contenuto della confezione: - Little Baby QCPR (manichino) - 6 salviette - tuta per manichino - custodia morbida per il trasporto - guida per l'utente - informazioni sui prodotti - 2 batterie AA