

LAERDAL LITTLE FAMILY PACK - 136-01050



LAERDAL LITTLE FAMILY PACK QCPR - 136-01050 Little Family Pack QCPR è un set di manichini per l'addestramento RCP, composto da un torso adulto (Little Anne QCPR), uno pediatrico (Little Junior QCPR) e un corpo intero di lattante (Little Baby QCPR); una valigia trolley facilita il trasporto e la custodia. Tutti sono dotati di sistema di feedback della Qualità della RCP per aiutare gli istruttori a migliorare la qualità, l'efficienza e l'impegno degli studenti nell'addestramento RCP. In conformità alle attuali linee guida, forniscono dati sulla frequenza e profondità delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova App QCPR Training, Skill Guide disponibile tramite cavo RC. Contenuto della confezione: Little Anne QCPR (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), Little Junior QCPR (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), Little Baby QCPR (manichino, 6 vie aeree), 18 fazzolettini per manichino, 3 tappetini per la formazione e un'ampia valigia trolley.