

LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO A SGANCIO RAPIDO - grigio



LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO A SGANCIO RAPIDO - grigio Laccio emostatico veterinario a sgancio rapido per animali piccoli. Sottilissimo, ideale per gatti e cani di piccola taglia. - facile da applicare - pratico da gestire - laccio liscio ed elastico - morsetto in plastica per chiudere il laccio Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.

Dimensioni morsetto laccio: 43x33x8 mm Dimensioni laccio: 200 mm Peso: 10 g