


BILANCIA VETERINARIA SOEHNLE 6858



BILANCIA VETERINARIA SOEHNLE 6858 Bilancia digitale veterinaria con vassoio grande e piatto in acciaio inox. Studiata per animali di dimensioni piccole e medie. Rapida e facile da utilizzare. Display LCD di facile lettura, con cifre alte 25 mm e alloggiamento in alluminio. Funzione di spegnimento automatico. Funzione di blocco della misurazione e funzione tara. Fornita con tappetino in gomma e manuale multilingue: GB, FR, IT , DE. Made in Germany.

Portata: 200 kg Precisione: 50 g Display: LCD retroilluminato, 25 mm Unità di peso: kg, lb, oz, lb.oz
Dimensioni: piatto 900x600xh 40 mm - indicatore 215x100xh 70 mm Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V (non incluse) o alimentatore CC 5V (incluso)