

TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA



TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA

Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (82/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in acciaio inox AISI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore.

Trendelenburg 15° e antitrendelenburg fino a 15° manuale.

Gancio laterale per immobilizzare gli animali.

Made in Italy.

Dimensioni: 118x56xh 85/102

Peso: 48 kg

Portata: 90 kg