

PULSOSSIMETRO VETERINARIO SP-20



PULSOSSIMETRO VETERINARIO SP-20

Il pulsossimetro palmare SP-20 consente di misurare contemporaneamente SpO2 e frequenza cardiaca, posizionando il sensore sulla lingua, sull'orecchio, sulla zampa o sulla coda. Lo schermo TFT a colori mostra il pletismogramma, l'indice di perfusione e il grafico a barre.

- Leggero, piccolo e facile da trasportare
- Monitoraggio continuo
- Fino a 500 ore di dati memorizzati relativi alla SpO2 e alla FC
- Software di gestione dei dati per l'analisi
- Funzione di allarme sonoro e visivo
- Schermo verticale e orizzontale

Il pulsossimetro SP-20 è fornito con sonda SpO2 universale a "Y" e 2 adattatori (clip grande e clip piccola) per misurazioni differenti, una custodia di gomma arancione, una base di ricarica e un manuale utente (GB, IT).

Intervallo SpO2: 1100% \pm 2%

Intervallo frequenza cardiaca: 30400 bpm \pm 2%

Intervallo indice perfusione: 0,2~20%

Schermo: TFT a colori 3,5"

Dimensioni: 158x73x25 mm

Peso netto: 230 g

Alimentazione: batteria al litio 2000 mAh