

SISTEMA DI MONITORAGGIO PT/INR MISSION®



SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PROTROMBINA MISSION® PT/INR Test di coagulazione per uso professionale e domestico

Affidabile - risultati rapidi per monitorare Tempo di Protrombina (PT) in secondi e Rapporto Internazionale Normalizzato (INR) - ampio intervallo INR di 0,7-7,0 - strisce confezionate singolarmente con 24 mesi di vita a scaffale - stampante opzionale per stampare rapidamente i risultati - accuratezza clinica: conforme a ISO 17593

Operazioni semplici - risultati in circa 2 minuti - necessaria una sola goccia di sangue capillare o 15 µL di sangue intero venoso - inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati

Facile utilizzo - dispositivo portatile facile da utilizzare e ideale sia per gli studi medici che a domicilio - ID dei pazienti e password di protezione dei risultati - funziona con 4 batterie AA o adattatore standard AC

- Metodologia misurazione Fluorescenza ottica
- Tempo per risultati Circa 2 minuti
- Memoria 200 risultati con data/ora
- Volume campioni 15 µL
- Tipo campioni Sangue capillare o sangue venoso intero

- Intervallo di misurazione INR 0,7-7,0 Campo HCT 25-60 % 25-60 %
- Precisione Ripetibilità e precisione totale <10% Accuratezza (sangue capillare intero)
 $Y=1,076 X-0,078$, $R=0,924$
- Interfaccia PC Mini USB Alimentazione 4 batterie AA o adattatore AC Durata batterie >100 test
- Dimensioni dispositivo 152x72x38 mm
- Dimensioni schermo 53x29 mm
- Peso (batterie escluse) 170 g 170 g (6,0 oz)