

ANALIZZATORE COLESTEROLO MISSION



ANALIZZATORE COLESTEROLO MISSION

Fornisce risultati affidabili e di elevata qualità per un test dei lipidi completo in = 2 minuti.

Dispositivo 3 in 1 per un'analisi completa dei lipidi: colesterolo totale (CHOL), lipoproteine ad alta densità (HDL) e trigliceridi (TrIG)

Include inoltre dei test calcolati: lipoproteine a bassa densità (LDL), rapporto CHOL/HDL e valutazioni rischi cardiaci

Affidabile - può testare il sangue intero, il siero o il plasma - ampio campo di ematocrito 0-50% - piccola stampante disponibile per stampare immediatamente i risultati

Facile da utilizzare - ampio schermo LCD per lettura facile - dispositivi colorati codificati con nome inciso per facilitarne l'identificazione Fornito con 2 dispositivi di controllo, 4 batterie, borsa per il trasporto e manuale (IT, GB).

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, SE, FI, GR, NL, RO, BG, RU, SA.

L'Analizzatore Colesterolo Mission è un dispositivo diagnostico professionale progettato per la misurazione rapida e precisa dei principali parametri lipidici nel sangue. Ideale per

farmacie, ambulatori, studi medici e monitoraggio domiciliare avanzato, consente di ottenere risultati affidabili in tempi ridotti direttamente da sangue capillare o venoso.

Il sistema permette l'analisi del colesterolo totale (CHOL), colesterolo HDL, trigliceridi (TRIG) e del rapporto CHOL/HDL, offrendo un quadro completo del profilo lipidico del paziente. Grazie alla tecnologia fotometrica e alla memoria integrata, il dispositivo assicura semplicità di utilizzo e praticità nella gestione dei dati clinici.

L'analizzatore è dotato di display LCD ampio e leggibile, supporta l'utilizzo con strisce reattive dedicate e garantisce tempi di risposta rapidi, con risultati disponibili in circa 2 minuti. Il sistema è progettato per offrire precisione diagnostica e semplicità operativa sia in ambito professionale che per controlli periodici personali.

Compatto e leggero, l'Analizzatore Mission è facilmente trasportabile e viene fornito con accessori utili per l'utilizzo quotidiano e il controllo del dispositivo.

FAQ - Domande e Risposte

Cosa misura l'Analizzatore Colesterolo Mission?

Misura colesterolo totale, HDL, trigliceridi e rapporto CHOL/HDL.

Quanto tempo serve per ottenere il risultato?

I risultati sono disponibili in circa 2 minuti.

Che tipo di campione utilizza?

Può utilizzare sangue capillare o venoso.

È adatto all'uso professionale?

Sì, è indicato per ambulatori, farmacie e studi medici.

Il dispositivo salva i risultati?

Sì, dispone di memoria interna per la registrazione dei dati.

Analizzatore Colesterolo Mission professionale per misurazione CHOL, HDL e trigliceridi. Risultati rapidi e affidabili in circa 2 minuti.

Metodologia: Fotometria ad indice di riflessione

Tempo per risultato: =2 minuti

Memoria con data/ora: 200 risultati

Tipo di test: Quantitativo

Test: CHOL, HDL, TRIG

Test calcolati: LDL, rapporto CHOL/HDL, rischio cardiaco

Volume dei campioni: Dispositivo 3 in 1 lipidi: 35 µL, CHOL

Test individuale 10 µL

Unità di misura: mg/dL o mmol/L

Campo di misurazione: - CHOL: 100-500 mg/dL (2,59-12,93 mmol/L) - HDL: 15-100 mg/dL (0,39-2,59 mmol/L) - TRIG: 45-650 mg/dL (0,51-7,34 mmol/L)

Interfaccia PC trasferimento dati: Mini USB Calibrazione: Codice chip Lingua schermo: Abbreviazioni inglesi Alimentazione: 4 AAA o adattatore AC (Mini USB, 5V CC, 50 mA) Durata batteria: = 1.000 test Spegnimento automatico: 5 minuti Dimensioni - peso: 137×79×26 mm - 145 g Dimensioni schermo: 50×50 mm