

ANALIZZATORE COLESTEROLO MISSION



Fornisce risultati affidabili e di elevata qualità per un test dei lipidi completo in = 2 minuti. Dispositivo 3 in 1 per un'analisi completa dei lipidi: colesterolo totale (CHOL), lipoproteine ad alta densità (HDL) e trigliceridi (TrIG) Include inoltre dei test calcolati: lipoproteine a bassa densità (LDL), rapporto CHOL/HDL e valutazioni rischi cardiaci Affidabile - può testare il sangue intero, il siero o il plasma - ampio campo di ematocrito 0-50% - piccola stampante disponibile per stampare immediatamente i risultati Facile da utilizzare - ampio schermo LCD per lettura facile - dispositivi colorati codificati con nome inciso per facilitarne l'identificazione Fornito con 2 dispositivi di controllo, 4 batterie, borsa per il trasporto e manuale (IT, GB). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, SE, FI, GR, NL, RO, BG, RU, SA. Manuale in FR, ES, DE, PT disponibile sul sito www.gimaitaly.com.

Metodologia: Fotometria ad indice di riflessione Tempo per risultato: =2 minuti Memoria con data/ora: 200 risultati Tipo di test: Quantitativo Test: CHOL, HDL, TRIG Test calcolati: LDL, rapporto CHOL/HDL, rischio cardiaco Volume dei campioni: Dispositivo 3 in 1 lipidi: 35 µL, CHOL Test individuale 10 µL Unità di misura: mg/dL o mmol/L Campo di misurazione: - CHOL: 100-500 mg/dL (2,59-12,93 mmol/L) - HDL: 15-100 mg/dL (0,39-2,59 mmol/L) - TRIG: 45-650 mg/dL (0,51-7,34 mmol/L) Interfaccia PC trasferimento dati: Mini USB Calibrazione: Codice chip Lingua schermo: Abbreviazioni inglesi Alimentazione: 4 AAA o adattatore AC (Mini USB, 5V CC, 50 mA) Durata batteria: = 1.000 test Spegnimento automatico: 5 minuti Dimensioni - peso: 137×79×26 mm - 145 g Dimensioni schermo: 50×50 mm