

## PANNELLO PROFILO LIPIDICO 3in1 + CAPILLARI per Analizzatore Mission codice 23932 - conf. 25 pz.



### Pannello profilo lipidico 3in1 + capillari 35 µL

Il pannello profilo lipidico 3in1 + capillari è un kit di test destinato all'utilizzo con [l'analizzatore Mission codice 23932](#), studiato per la determinazione dei principali parametri del profilo lipidico attraverso un campione di sangue capillare.

Il pannello 3in1 permette di eseguire la misurazione di colesterolo totale, HDL e trigliceridi, fornendo i dati necessari per la valutazione del profilo lipidico. Il sistema consente inoltre di ottenere parametri calcolati sulla base dei risultati rilevati, secondo le funzionalità previste dall'analizzatore compatibile.

La confezione comprende 25 pannelli per profilo lipidico e i relativi capillari da 35 µL, necessari per il prelievo e il trasferimento della quantità di campione richiesta per l'esecuzione del test.

Il formato è indicato per l'impiego professionale in ambulatori, studi medici, farmacie, laboratori e strutture sanitarie che utilizzano il sistema Mission per il controllo dei parametri lipidici.

---

#### **FAQ - Domande Frequenti**

##### **Quali parametri misura il pannello profilo lipidico 3in1?**

*Il pannello consente la determinazione di colesterolo totale, HDL e trigliceridi tramite [l'analizzatore Mission](#) compatibile.*

##### **Con quale apparecchio è compatibile?**

*È destinato all'utilizzo con [l'analizzatore Mission codice 23932](#).*

##### **I capillari sono compresi nella confezione?**

*Sì. La confezione comprende i capillari da 35 µL necessari per la gestione del campione.*

##### **Quanti test contiene la confezione?**

*La confezione contiene 25 pannelli per profilo lipidico 3in1.*

Pannello profilo lipidico 3in1 con capillari da 35 µL per [analizzatore Mission codice 23932](#).

Test per colesterolo, HDL e trigliceridi, conf. 25 pz.