

LACTATE SCOUT 4



Dispositivo ergonomico per una misurazione del lattato rapida, precisa e affidabile. Facile da usare: - sono necessari solo 0,2 µl di sangue capillare - sensori precalibrati - dispositivo calibrato mediante semplice codifica - misurazione del lattato, data / ora, modalità, temperatura, frequenza cardiaca e ID memoria su un singolo display Veloce e preciso: - metodo di rilevazione amperometrica enzimatica - risultati entro 10 secondi - campo di misura: 0,5 - 25 mmol / L ($\pm 3\%$) Valutazione della prestazione: - misurazioni singole e step-test (riposo / esercizio / ricreazione) - funzioni di cronometro e timer conto alla rovescia - connessione ai cardiofrequenzimetri per invio del valore del lattato Tecnologia Bluetooth integrata e software per PC: Una chiavetta USB consente un facile trasferimento al PC e un software in 4 lingue (GB, DE, IT, ES) consente una facile gestione dei dati. Fornito con borsa in nylon, flacone spray vuoto, modulo Bluetooth, chiavetta USB con software e manuale, (GB, FR, IT, DE, ES, NO, SE, CZ, GR, NL, PL, TR). Memorizza oltre 500 risultati 1000 test utilizzando solo 2 batterie CR2450 Display E-paper per una visualizzazione più semplice in movimento Dimensioni tascabili: 91 x 46 x 21 mm Peso: 60 g Scatola multilingua: GR, FR, IT, ES, DE Connettività Bluetooth integrata a bassa energia