

STRISCE per Lactate Scout+ e Lactate Scout 4 conf. 25 pz.



STRISCE per Lactate Scout+ e Lactate Scout 4 conf. 25 pz.

Le strisce reattive per Lactate Scout+ e Lactate Scout 4 sono accessori diagnostici professionali progettati per la misurazione rapida e precisa del lattato ematico. Compatibili con i dispositivi Lactate Scout+, queste strisce consentono un monitoraggio affidabile dei livelli di lattato in ambito sportivo, clinico e laboratoristico.

La confezione contiene 25 strisce test monouso ad alta precisione, ideali per analisi rapide direttamente sul campo o in ambulatorio. Grazie alla tecnologia avanzata del sistema Lactate Scout, le strisce assicurano risultati accurati con tempi di risposta rapidi, facilitando il controllo delle performance sportive, della soglia anaerobica e del monitoraggio metabolico del paziente.

Queste strisce diagnostiche sono indicate per medici, laboratori, fisioterapisti, preparatori atletici e professionisti sanitari che necessitano di uno strumento pratico e affidabile per il

controllo del lattato. La confezione compatta permette una gestione semplice e una conservazione sicura del materiale diagnostico.

Compatibili esclusivamente con analizzatori Lactate Scout+ e Lactate Scout 4.

FAQ - Domande e Risposte

Con quali dispositivi sono compatibili?

Sono compatibili con Lactate Scout+ e Lactate Scout 4.

Quante strisce contiene la confezione?

La confezione include 25 strisce reattive.

A cosa servono queste strisce?

Servono per misurare il lattato ematico in modo rapido e preciso.

Sono adatte per uso sportivo?

Sì, sono utilizzate frequentemente per monitoraggio atletico e performance sportive.

Le strisce sono monouso?

Sì, ogni striscia è monouso.

Strisce reattive per Lactate Scout+ e Lactate Scout 4 confezione da 25 pezzi per misurazione professionale del lattato ematico.