

HEMO CONTROL



Rilevazione rapida, semplice e precisa dell'emoglobina e dell'ematocrito nel sangue intero: - due test in uno - risultati rapidi in soli 25-60 secondi - campione di sangue limitato 8 µl - display touch screen - nessuna calibrazione richiesta, self test automatico - memoria: 4.000 letture con data e ora - misurazione dei valori di hb bassi, normali e alti - batteria ricaricabile integrata (100 ore) Compatto, solo 160 x 160 x 68 mm Peso: 700 g Ampio schermo touchscreen illuminato per un utilizzo maneggevole del dispositivo. Fornito con trasformatore (per ricaricare la batteria), cuvette di controllo e kit per pulizia, manuale in inglese, manuale su CD (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, RU). Made in Germany.

- Metodo di misurazione: fotometrico, azidemetaemoglobina
- Campo di misurazione: 0-25,6 d/dL; 0-15,9 mmol/L
- Volume del campione: 8 µl
- Natura del campione: sangue capillare, venoso o arterioso
- Precisione: <2% Linearità: 0-20 g/dl $\pm 0,3$ g/dl >20 g/dl $\pm 0,7$ g/dl Calibrato secondo gli standard NCCLS
- Alimentazione: 110-250 V - 50/60 Hz; batterie integrate (circa 100 ore di uso)
- Facile utilizzo in 3 tappe: 1 - Raccogliere 8 µl di sangue 2 - Inserire la microcuvette nel dispositivo 3 - Risultati leggibili sullo schermo dopo 25-60 sec