

MICROCUVETTES PER HEMO CONTROL conf. 50 pz.



Microcuvettes per [Hemo Control cod. 23994](#)

Microcuvettes per Hemo Control - Consumabili Monouso per Analisi Emoglobina

Le Microcuvettes per [Hemo Control](#) sono accessori monouso progettati per l'utilizzo con il sistema diagnostico Hemo Control, impiegato per la determinazione rapida e precisa dei livelli di emoglobina nel sangue. Grazie alla loro elevata qualità costruttiva, garantiscono risultati affidabili e supportano l'efficienza delle procedure diagnostiche in ambito sanitario.

Queste microcuvette sono particolarmente indicate per laboratori di analisi, ospedali, ambulatori, centri trasfusionali, studi medici e strutture sanitarie che necessitano di eseguire controlli ematologici rapidi e accurati. Il formato monouso contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni crociate e assicura elevati standard igienici durante ogni test.

La confezione da 50 pezzi rappresenta una soluzione pratica per la gestione quotidiana delle attività diagnostiche, consentendo di mantenere sempre disponibili i consumabili necessari

per il corretto funzionamento dell'[analizzatore Hemo Control](#).

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono le Microcuvettes per Hemo Control?

Sono utilizzate per l'analisi e la misurazione dei livelli di emoglobina con dispositivi Hemo Control.

Con quali strumenti sono compatibili?

Sono progettate specificamente per l'utilizzo con il [sistema diagnostico Hemo Control](#).

Sono prodotti monouso?

Sì, ogni microcuvetta è destinata a un singolo utilizzo per garantire massima igiene e affidabilità.

In quali contesti vengono utilizzate?

In ospedali, laboratori, ambulatori, centri diagnostici e strutture sanitarie.

Quante microcuvette contiene la confezione?

La confezione contiene 50 microcuvette monouso.

Microcuvette per Hemo Control confezione da 50 pezzi.

Consumabili monouso per la determinazione dell'emoglobina con analizzatori [Hemo Control](#) professionali.