

APPARECCHIO MISURA EMOGLOBINA MISSION



SISTEMA DI ANALISI DELL'EMOGLOBINA MISSION® HB USO PROFESSIONALE.

Rileva con precisione professionale i livelli di Hb e Hct

Veloce

- risultati emoglobina (Hb) e ematocrito (Hct) in < 15 secondi
- inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati
- auto-calibrazione
- nessuna preparazione del campione necessaria

Preciso

- necessari solo 10 µL di sangue capillare o venoso
- risultati precisi alla pari degli analizzatori ematologici automatici
- ampio campo di misurazione Hb 4,5-25,6 g/dL con campo Hct del 13-75%
- memoria fino a 1.000 risultati

Portatile

- funziona con batterie
- pratico, per diagnosi immediate
- le strisce evitano i problemi legati al trasporto e allo stoccaggio dei reagenti liquidi

Pratico

- può analizzare il sangue intero capillare e venoso
- non necessita di un training specifico
- uscita per collegamento Mini USB

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, FI, GR, TR, Arabo.

Il dispositivo è semplice da utilizzare: non richiede preparazione complessa del campione né calibrazione manuale. È sufficiente una piccola quantità di sangue per ottenere un risultato preciso, visualizzato chiaramente sul display digitale. Il tempo di analisi è rapido (circa 15 secondi), rendendolo particolarmente indicato in contesti dove è necessario un responso immediato.

Compatto e portatile, può essere alimentato a batterie ed è pensato per un utilizzo pratico anche in mobilità. Il sistema include strisce reattive dedicate e accessori per il prelievo capillare, offrendo una soluzione completa per il monitoraggio dell'emoglobina.

Dispositivo destinato a uso professionale sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

Che parametro misura questo dispositivo?

Misura il livello di emoglobina (Hb) nel sangue.

Che tipo di campione è richiesto?

Sangue intero capillare o venoso.

Quanto tempo serve per ottenere il risultato?

Circa 15 secondi.

È necessario calibrare lo strumento manualmente?

No, il sistema è progettato per un utilizzo semplice senza calibrazione manuale complessa.

È adatto per uso professionale?

Sì, è destinato a strutture sanitarie, studi medici e laboratori.

Apparecchio misura emoglobina Mission per analisi Hb rapida e precisa. Risultato in 15 secondi, ideale per studi medici e ambulatori professionali.

- Metodo: Riflettanza fotometrica
- Rilevazione: Principio metaemoglobina
- Tempo per risultati: < 15 secondi
- Memoria: 1.000 test con data/ora e numero
- ID Volume / tipo di campione: 10 µL / sangue intero capillare e venoso
- Campo di misurazione: Hb 4,5 - 25,6 g/dL Campo Hct 13 - 75%
- Lunghezza d'onda: 525 nm
- Calibrazione: Automatica
- Hb Precisione totale CV: = 3% Hb Precisione nell'ambito di una serie: = 3% Accuratezza: Hb 4,5 - 10 g/dL, $\pm 0,4$ g/dL; Hb 10 - 25,6 g/dL $\pm 4\%$
- Alimentazione: 3 Batterie AAA o Adattatore AC su richiesta
- Durata della batteria: 2.700 test o 360 ore
- Spegnimento automatico: 8 minuti
- Dimensioni (LxPxH): 127x58x25 mm