

APPARECCHIO MISURA EMOGLOBINA MISSION



SISTEMA DI ANALISI DELL'EMOGLOBINA MISSION® HB USO PROFESSIONALE. Rileva con precisione professionale i livelli di Hb e Hct Veloce - risultati emoglobina (Hb) e ematocrito (Hct) in < 15 secondi - inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati - auto-calibrazione - nessuna preparazione del campione necessaria Preciso - necessari solo 10 µL di sangue capillare o venoso - risultati precisi alla pari degli analizzatori ematologici automatici - ampio campo di misurazione Hb 4,5-25,6 g/dL con campo Hct del 13-75% - memoria fino a 1.000 risultati Portatile - funziona con batterie - pratico, per diagnosi immediate - le strisce evitano i problemi legati al trasporto e allo stoccaggio dei reagenti liquidi Pratico - può analizzare il sangue intero capillare e venoso - non necessita di un training specifico - uscita per collegamento Mini USB Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, FI, GR, TR, Arabo.

- Metodo: Riflettanza fotometrica
- Rilevazione: Principio metaemoglobina
- Tempo per risultati: < 15 secondi
- Memoria: 1.000 test con data/ora e numero
- ID Volume / tipo di campione: 10 µL / sangue intero capillare e venoso
- Campo di misurazione: Hb 4,5 - 25,6 g/dL Campo Hct 13 - 75%
- Lunghezza d'onda: 525 nm

- Calibrazione: Automatica
- Hb Precisione totale CV: = 3% Hb Precisione nell'ambito di una serie: = 3% Accuratezza: Hb 4,5 - 10 g/dL, $\pm 0,4$ g/dL; Hb 10 - 25,6 g/dL $\pm 4\%$
- Alimentazione: 3 Batterie AAA o Adattatore AC su richiesta
- Durata della batteria: 2.700 test o 360 ore
- Spegnimento automatico: 8 minuti
- Dimensioni (LxPxH): 127x58x25 mm