

URILYZER 100 PRO ANALIZZATORE URINA con stampante



LETTORE URINE URILYZER® 100 PRO - semiautomatico e con stampante integrata Urilyzer® 100 PRO è un lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto, che presenta numerose caratteristiche innovative. L'interfaccia intuitiva migliora l'inserimento dati e permette di indicare manualmente il colore e la torbidità da un elenco predefinito o con un commento aggiuntivo. Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione con test flessibili e varie opzioni di reportistica. Il database intelligente comprende diverse opzioni di filtraggio. Da utilizzare con le strisce urine 24056, 24057, 24058, 24062, 24063, 24064. Manuale: GB, FR, IT, ES. Altre lingue disponibili su www.analyticon-diagnostics.com GB, FR, IT, ES, DE, SE, DK, NL, CZ, PL, BG, RO, RU, LT, NO. Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, GR, NO, SE, FI, DK, HU, CZ, PL, RO, RU. Made in Hungary.

Misurazioni: 50 misurazioni orarie in modalità di risparmio, 120 misurazioni orarie in modalità rapida Memoria: 3?000 risultati di test su paziente e 1?000 risultati controllo qualità Display: schermo touchscreen LCD 3,5'' QVGA (risoluzione 240x320) Stampante: termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni Stampa: numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola dell'apparecchio, ID del paziente, asterisco indicante risultati fuori range parametri stampabili in unità SI, unità convenzionali o arbitrarie Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali Tipo: lunghezza d'onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm

Interfaccia: porta seriale RS232, USB A, USB B, PS2 (tastiera esterna, lettore codice a barre), porta Ethernet, protocollo HL7 LIS2 (ASTM+), HL7, POCT1 A2 Dimensioni - peso: 208x290x80 mm (LxPxH) - 1,2 kg Alimentazione: 100-240 V - 50-60 Hz