

ANALIZZATORE URINA URILYZER 500 PRO con stampante



LETTORE URINE URILYZER® 500 PRO con stampante

Lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto con funzione di caricamento continuo.

Grazie all'elevata portata, pari a 500 test all'ora, e alle funzioni avanzate di gestione degli utenti e dei dati, è il sistema ideale per i laboratori e gli ospedali di dimensioni medio-grandi. Presenta anche funzioni avanzate di gestione del CQ e di connessione per rispondere alle esigenze crescenti di gestione della conformità e di acquisizione di dati.

Software disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, PL, HU, RO, SE, RU.

- lettore di codici a barre esterno
- stampante termica integrata con stampa o trasmissione automatica dei risultati
- fino a 500 test all'ora grazie alla possibilità di leggere strisce per urine in continuo
- protocolli applicati: LIS2 (ASTM+) e HL7
- personalizzazione del protocollo di CQ in base ai requisiti di legge e agli standard di

laboratorio Il sistema offre un livello elevato di qualità, efficienza e personalizzazione con opzioni flessibili per i test e la reportistica.

Made in Hungary.

L'Analizzatore Urina Urilyzer 500 PRO con stampante è un sistema diagnostico professionale progettato per l'analisi automatizzata delle urine in laboratori, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie ad alta operatività. Grazie alla tecnologia avanzata di lettura fotometrica e alla gestione automatica delle strisce reattive, il dispositivo garantisce risultati rapidi, precisi e affidabili.

Il sistema consente l'analisi simultanea di numerosi parametri urinari, tra cui glucosio, proteine, pH, nitriti, leucociti, sangue, bilirubina, chetoni e altri valori diagnostici fondamentali per il monitoraggio clinico del paziente. La capacità operativa elevata permette di elaborare fino a 500 test l'ora, rendendolo ideale per laboratori con grandi volumi di lavoro.

Dotato di display touchscreen intuitivo e stampante integrata, l'Urilyzer 500 PRO semplifica la gestione dei dati e la stampa immediata dei risultati. Il dispositivo supporta inoltre la connessione LIS/ASTM e HL7 per l'integrazione nei sistemi informatici di laboratorio e nelle infrastrutture ospedaliere.

Compatto, affidabile e semplice da utilizzare, questo analizzatore rappresenta una soluzione professionale completa per il controllo rapido e accurato delle analisi urinarie.

FAQ - Domande e Risposte

Quali parametri può analizzare?

Può analizzare glucosio, proteine, sangue, leucociti, nitriti, pH, bilirubina, chetoni e altri parametri urinari.

Quanti test può eseguire?

L'Urilyzer 500 PRO può elaborare fino a 500 test all'ora.

È dotato di stampante integrata?

Sì, dispone di stampante integrata per la stampa immediata dei risultati.

Può essere collegato ai sistemi di laboratorio?

Sì, supporta protocolli LIS/ASTM e HL7 per l'integrazione informatica.

È indicato per uso professionale?

Sì, è progettato per laboratori, ambulatori e strutture sanitarie ad alta produttività.

Analizzatore Urina Urilyzer 500 PRO con stampante integrata per analisi urinarie professionali rapide e precise fino a 500 test/ora.

Metodo di misurazione: riflettometria con 4 lunghezze d'onda discrete 505, 530, 620, 660 nm

Parametri: Bilirubina, Urobilinogeno, Chetoni, Acido ascorbico, Glucosio, Proteine (Albumina), Sangue (Emoglobina), pH, Nitriti, Leucociti,

Gravità specifica Misurazioni: fino a 500 test all'ora

Memoria dati: database pazienti: 5.000 test / database CQ: 5.000 test

Schermo: touchscreen LCD VGA capacitivo 5,7"

Interfacce: seriale RS232, USB Tipo A, USB Tipo B, PS2 (tastiera esterna, lettore codici a barre),

Ethernet Alimentazione: 12V CC/5A Dimensioni - peso: 300x300xh 180 mm - 6,5 kg