

Combi Screen 5SYS 5 Parametri Strisce Urine Conf. 100 Pz



STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico **CombiScreen® 5SYS Plus**

Le strisce urine Combi Screen 5SYS sono test diagnostici per analisi chimico-fisica delle urine a 5 parametri, ideali per ambulatori, laboratori e strutture sanitarie.

La versione PLUS con protezione da acido ascorbico riduce il rischio di falsi negativi, garantendo maggiore affidabilità nei risultati.

Consentono una valutazione rapida e visiva grazie alla scala colorimetrica stampata sull'etichetta del flacone.

- 5 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4) *Non idonee per 500 PRO e Combiscan.

- il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus)

- l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta
- i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione
- facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale. Scatola in tutte le lingue europee.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi. Made in Germany.

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

Quanti parametri analizzano le strisce Combi Screen 5SYS?

Analizzano 5 parametri: glucosio, proteine, sangue, nitriti e leucociti.

Sono adatte per uso professionale?

Sì, sono indicate per ambulatori, laboratori e strutture sanitarie.

La confezione da quanti pezzi è composta?

La confezione contiene 100 strisce reattive.

Sono compatibili con analizzatori automatici?

Sì, possono essere utilizzate anche con strumenti compatibili oltre alla lettura visiva.

Strisce urine CombiScreen® PLUS 5SYS a 5 parametri (Glucosio Proteine Sangue Nitriti Leucociti) con protezione acido ascorbico.

Confezione da 100 pezzi per analisi urine professionale.