

COMBI SCREEN 7SYS - 7 parametri conf. 100 pz.



STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico 24058 CombiScreen® 7SYS Plus - 7 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4) *Non idonee per 500 PRO e Combiscan. - il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus) - l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta - i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione - facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone. Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale. Scatola in tutte le lingue europee. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi. Made in Germany.

STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico (7 PARAMETRI): Glucosio Chetoni Proteine Valore pH Sangue Nitriti Leucociti