

## COMBI SCREEN 10PLUS - 10 parametri conf. 100 pz.



STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico CombiScreen® 10SL Plus - 10 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056\*-8\*, 24062-4) \*Non idonee per 500 PRO e Combiscan. - il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus) - l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta - i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione - facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale. Scatola in tutte le lingue europee. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi. Made in Germany.

STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico (10 PARAMETRI): Glucosio Chetoni Proteine Valore pH Sangue Nitriti Leucociti Gravità specifica Bilirubina Urobilinogeno