

COMBI SCREEN 10SL - 10 parametri conf. 150 pz.



STRISCE URINE COMBISCREEN® CLASSIC senza protezione dall'acido ascorbico
CombiScreen® 10SL - 10 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urialyzer®
100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4) *Non idonee per 500 PRO
e Combiscan. - il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido
ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente
i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus) - l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua
realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta - i cambiamenti
di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di
concentrazione - facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia
dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone
Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso
professionale. Scatola in tutte le lingue europee. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.
ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di
produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi. Made in Germany.

STRISCE URINE COMBISCREEN® CLASSIC senza protezione acido ascorbico (10 PARAMETRI):
Glucosio Chetoni Proteine Valore pH Sangue Nitriti Leucociti Gravità specifica Bilirubina
Urobilinogeno