

## STRISCE URINA IN FLACONE - 11 parametri - professionali conf. 100 pz.



**STRISCE 11 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce USO PROFESSIONALE** Queste strisce possono essere utilizzate dai professionisti per effettuare test visivi. Controllo delle condizioni generali di salute e screening preliminare di diabete, malattie al fegato, malattie emolitiche, disturbi urogenitali e renali e anomalie metaboliche. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI, DK, RU, CZ, PL, TR, BG, MT, HU, HR, RO, SK, SL, LV, LT, GA, ET, istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. Made in Germany.

Parametri: Glucosio Acido ascorbico Chetoni Proteine Valore del pH Sangue Nitriti Leucociti Gravità specifica Bilirubina Urobilinogeno