

## **STRISCE VISIVE URINALYS 11 PARAMETRI - strisce professionali conf. 100 pz.**



STRISCE 11 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce USO PROFESSIONALE Strisce professionali per l'esame e l'analisi di campioni di urine con risultati visivi. Le strisce possono anche essere esaminate con il lettore Gima (24046). - funzione anti interferenza VC - controllo/screening globale delle condizioni generali di salute - risultati rapidi: da 30 a 120 sec - grafico con colori di alt qualità - valore di cut-off per ciascun parametro Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.

Parametri Glucosio: Tempo di prova e lettura: 30 s - Valore cut-off: 2,8 ~ 5,5 mmol/L Acido ascorbico: Tempo di prova e lettura: 60 s - Valore cut-off: 0,3 ~ 0,6 mmol/L Chetoni: Tempo di prova e lettura: 40 s - Valore cut-off: 0,5 ~ 1,0 mmol/L Proteine: Tempo di prova e lettura: 60 s - Valore cut-off: 0,15 ~ 0,3 g/L Valore pH: Tempo di prova e lettura: 60 s - Valore cut-off: 0,5 Sangue: Tempo di prova e lettura: 60 s - Valore cut-off: 5 - 15 Ery/ $\mu$ L Nitriti: Tempo di prova e lettura: 60 s - Valore cut-off: 13 ~ 22  $\mu$ mol/L Leucociti: Tempo di prova e lettura: 120 s - Valore cut-off: 5 - 15 Leuko/ $\mu$ L Gravità specifica: Tempo di prova e lettura: 45 s - Valore cut-off: 0,005 Bilirubina: Tempo di prova e lettura: 30 s - Valore cut-off: 8,6 - 17  $\mu$ mol/L Urobilinogeno: Tempo di prova e lettura: 60

s - Valore cut-off: 3,3 - 16  $\mu\text{mol/L}$