


**STRISCE GLUCOSIO IN FLACONCINO per MONITOR
MULTIPARAMETRICO GIMACARE cod. 24128 conf. 25
pz.**



**STRISCE GLUCOSIO IN FLACONCINO per
MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE cod.
24128**

STRISCE PER [GIMACARE](#) - IN FLACONCINO Strisce glucosio

Le strisce glucosio per [GimaCare cod. 24128](#) sono progettate per il monitoraggio rapido e accurato dei livelli di glucosio nel sangue. Utilizzate insieme al misuratore compatibile, consentono di effettuare controlli della glicemia in modo semplice e pratico, sia in ambito domestico sia professionale.

Grazie alla loro affidabilità e precisione, rappresentano uno strumento fondamentale per le persone che necessitano di un monitoraggio regolare della glicemia. Le strisce sono confezionate in pratico flaconcino che ne facilita la conservazione e protegge il prodotto dall'umidità e dagli agenti esterni.

La confezione da 25 pezzi offre una soluzione conveniente per il controllo periodico dei valori glicemici, garantendo risultati rapidi e una gestione efficace della misurazione quotidiana.

FAQ - Domande e Risposte

Con quale misuratore sono compatibili?

Sono compatibili con il sistema [GimaCare modello 24128](#).

Quante strisce contiene la confezione?

La confezione contiene 25 strisce reattive.

A cosa servono queste strisce?

Servono per la misurazione della glicemia tramite prelievo capillare.

Sono adatte all'uso domestico?

Sì, possono essere utilizzate sia a casa sia in ambito professionale.

Come devono essere conservate?

Si consiglia di conservarle nel flaconcino originale, in luogo fresco e asciutto.

Strisce reattive per misurazione della glicemia compatibili con sistema [GimaCare 24128](#).

Confezione da 25 pezzi per controlli rapidi e affidabili della glicemia.