


STRISCE CHETONE IN FLACONCINO per 24128 Monitor Multiparametrico Gimacare conf. 25 pz.



STRISCE CHETONE IN FLACONCINO per 24128 Monitor Multiparametrico Gimacare

Le strisce per la rilevazione dei chetoni sono dispositivi diagnostici specifici per il monitoraggio rapido dei livelli di chetoni nel sangue. Compatibili con strumenti dedicati (modello 24128), rappresentano una soluzione essenziale per il controllo metabolico, in particolare nei pazienti diabetici o in condizioni di chetosi.

Confezionate in pratico flaconcino da 25 pezzi, garantiscono una conservazione ottimale e una gestione semplice durante l'utilizzo quotidiano. Offrono risultati precisi e veloci, permettendo un monitoraggio efficace e tempestivo per prevenire complicanze come la chetoacidosi.

Facili da utilizzare, richiedono un piccolo campione di sangue e sono ideali per ambienti clinici, ambulatoriali e per l'automonitoraggio domiciliare sotto supervisione medica.

Caratteristiche principali

Strisce reattive per misurazione dei chetoni
Compatibili con dispositivo modello 24128
Confezione da 25 pezzi in flaconcino
Risultati rapidi e affidabili
Utilizzo semplice con campione ridotto
Ideali per monitoraggio metabolico e diabetico
Conservazione sicura e pratica
Adatte ad ambito professionale e domiciliare

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono queste strisce?

Servono per misurare i livelli di chetoni nel sangue.

Per chi sono indicate?

Per pazienti diabetici o per il monitoraggio della chetosi.

Sono compatibili con qualsiasi dispositivo?

No, sono compatibili con dispositivi modello 24128 Monitor Gimacare

Quante strisce contiene il flacone?

25 strisce monouso.

Possano essere usate a casa?

Sì, anche per uso domiciliare con dispositivo compatibile e indicazione medica.

Strisce chetoni in flaconcino conf. 25 pz compatibili con dispositivo 24128 - Monitor Multiparametrico Gimacare
Test rapido e preciso per monitoraggio chetosi e controllo metabolico.