


STRISCE LATTATO IN FLACONCINO per 24128 conf. 25 pz.



STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO Strisce lattato

Le Strisce Lattato in Flaconcino per dispositivo 24128 (MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 6 parametri) sono accessori diagnostici professionali progettati per la misurazione rapida e affidabile dei livelli di lattato nel sangue. Ideali per uso medico, sportivo e laboratoristico, consentono un monitoraggio preciso dei parametri metabolici in modo semplice e immediato.

Le strisce sono confezionate in pratico flaconcino da 25 pezzi, soluzione ideale per garantire una corretta conservazione e protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Compatibili con il sistema GimaCare dedicato, assicurano risultati accurati e facilità d'utilizzo sia in ambito professionale che specialistico.

Il test del lattato viene frequentemente utilizzato per valutare affaticamento muscolare, performance sportive, metabolismo anaerobico e condizioni cliniche specifiche. Le strisce

permettono una rilevazione veloce tramite campione capillare, favorendo un controllo efficace e immediato.

Prodotto indicato per strutture sanitarie, centri sportivi, laboratori analisi e professionisti che necessitano di strumenti affidabili per il monitoraggio del lattato.

FAQ - Domande e Risposte

Quante strisce sono incluse nella confezione?

La confezione contiene 25 strisce reattive.

Con quale dispositivo sono compatibili?

Sono compatibili con il dispositivo [GimaCare codice 24128](#).

A cosa serve il test del lattato?

Serve per monitorare i livelli di lattato nel sangue e valutare metabolismo e affaticamento muscolare.

Le strisce sono adatte ad uso professionale?

Sì, sono indicate per uso medico, sportivo e laboratoristico.

Come vengono conservate le strisce?

Sono contenute in un pratico flaconcino protettivo.

Strisce lattato in flaconcino conf. 25 pz compatibili con dispositivo [GimaCare 24128](#).

Test rapido e preciso per monitoraggio lattato sangue.