

## TEST ALCOLIMETRICO - striscia su saliva conf. 25 pz.



STRISCE SALIVARI TEST ALCOLIMETRICO - conf. da 25 test Test GIMA rapido ad alta sensibilità per la determinazione da campione di saliva del relativo tasso alcolimetrico nel sangue. - risultati in soli 3-5 minuti - lo schema colore fornisce indicazione della concentrazione relativa di alcool nel sangue (BAC) da 0,02% a 0,30% - non richiede l'uso di alcuno strumento - non richiede la raccolta delle urine - scadenza prodotto 10-22 mesi - per uso professionale. Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE.