

TEST STREP-A - dual color - striscia conf. 50 pz.



Test Strep A Dual Color Striscia per la Rilevazione Rapida dello Streptococco di Gruppo A

TEST STREP-A BICOLORE - strisce - conf. da 50 test

Il nuovo test rapido bicolore utilizza particelle di diverso colore marcate con anticorpi per differenziare la linea del controllo C dalla linea T del risultato del test.

La tecnologia ottica immunologica garantisce migliore visibilità, migliore sensibilità e rischio inferiore di falsi negativi, senza compromettere la specificità.

Il metodo di utilizzo è lo stesso dei test standard ma il risultato è di più agevole lettura. Se lo streptococco di Gruppo A è presente nel campione, compariranno una linea rossa a conferma della positività e una linea blu per indicare che il test è valido. Il kit comprende: 50 strisce, 50 provette, 50 tamponi, 2 reagenti e 2 soluzioni di controllo.

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

Il Test Strep A Dual Color Striscia è un test diagnostico rapido progettato per l'identificazione qualitativa dell'antigene dello Streptococco β -emolitico di Gruppo A (GAS) direttamente da campioni prelevati tramite tampone faringeo. Grazie alla tecnologia dual color, il sistema offre una lettura più chiara e immediata del risultato, migliorando l'affidabilità dell'interpretazione e riducendo il rischio di errori visivi.

Questo test rappresenta un valido supporto per medici, pediatri, ambulatori, farmacie, laboratori di analisi e strutture sanitarie che necessitano di una risposta rapida nella diagnosi delle infezioni streptococciche della gola. L'elevata sensibilità e specificità consentono di ottenere risultati accurati in pochi minuti, favorendo una gestione tempestiva del paziente e delle eventuali terapie.

La confezione contiene 50 test completi di accessori e reagenti necessari all'esecuzione dell'analisi. Il sistema dual color distingue chiaramente la linea di controllo dalla linea del test, facilitando la lettura anche in condizioni operative intensive.

Ideale per l'utilizzo professionale, il Test Strep A Dual Color garantisce rapidità, praticità e affidabilità nelle attività di screening e diagnosi delle infezioni da Streptococco di Gruppo A.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Test Strep A Dual Color?

Serve a rilevare rapidamente la presenza dello Streptococco β -emolitico di Gruppo A tramite tampone faringeo.

Quanto tempo occorre per ottenere il risultato?

Il risultato è disponibile in pochi minuti secondo le indicazioni del produttore.

Qual è il vantaggio della tecnologia Dual Color?

Permette una distinzione più evidente tra linea di controllo e linea del test, facilitando la lettura del risultato.

La confezione contiene tutto il necessario?

Sì, include test, reagenti, provette e accessori per l'esecuzione dell'esame.

Per quali strutture è indicato?

È adatto per ambulatori, studi medici, laboratori, farmacie e strutture sanitarie professionali.

Test Strep A Dual Color in striscia confezione da 50 pezzi per la rilevazione rapida dello Streptococco di Gruppo A.

Affidabile e professionale.

- Sensibilità relativa: 95,1% (95%CI:*89,6-98,2%)
- Specificità relativa: 97,8% (95%CI:*95,8-99%)
- Accuratezza globale: 97,1% (95%CI:*95,3-98,4%)