

TEST FOB - Sangue occulto nelle feci - professionale conf. 25 pz.



TEST FOB RAPIDO - SANGUE OCCULTO NELLE FECI - conf. da 25 Test preciso per la rilevazione qualitativa di livelli di FOB a partire da 40 ng/ml. Risultati disponibili in 5 minuti, per decidere precocemente il trattamento. Procedura semplice, facile da realizzare e da interpretare. Comprende 25 cassette e tubi prelievo campioni con tampone di estrazione, manuale d'uso e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

Sensibilità: 97,6% Specificità: 99,3% Accuratezza: 98,9%