

TEST PSA-PROSTATA - professionale conf. 25 pz.



TEST PSA - conf. da 25 test - per uso professionale L'analisi del PSA è un test rapido a cassetta per il rilevamento semiquantitativo dell'antigene prostatico specifico, che si avvale di una combinazione di oro colloidale coniugato con anticorpi anti-PSA . Fornisce risultati accurati in 5 minuti. - sensibilità, specificità e precisione 99% - rileva il PSA nel sangue intero, nel siero o nel plasma - cut off: 3 ng/ml. I test sono forniti con contagocce, reagente, istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES). ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.