

APPARECCHIO DRUG READER con software e stampante



DRUG READER A BICCHIERINO con software e stampante Il lettore professionale GIMA di test droghe esamina digitalmente i bicchierini di urina DOA e fornisce un'analisi completa sullo schermo touch. Visualizza e stampa solo i risultati qualitativi. - riconoscimento automatico del menu dei test (codice a barre 2D) - controllo di qualità del sistema nel corso della procedura - scheda di memoria per archiviare i dati del test - gestione dei dati/esportazione dei risultati archiviati Vantaggi principali: - automazione: nessuna variabilità/soggettività nell'interpretazione dei risultati - accuratezza: prestazioni migliori rispetto all'interpretazione visiva - facilità d'impiego: risultati rapidi e stampa automatica - portabilità - connessione LIS Stampante integrata e software in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR. Fornito con rotolo di carta per stampa, cavo di alimentazione e adattatore, adattatore UE, bicchierino di calibrazione, penna tattile e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR.

Metodo: conversione fotoelettrica Schermo: LCD touch 7" Tempo di lettura: 1 - 2,5 minuti Tipo di rilevazione: qualitativa Sorgente di luce: LED Connessione: porta LAN, 4 porte USB Stampante: termica integrata Alimentazione: CC 12V, 2A Altitudine operativa: 0-2000 m Dimensioni: 221x215xh 165 mm Peso: 1,5 kg