

CUP TEST DROGHE - 7 parametri per 24561 conf. 25 pz.



TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 7 droghe • MTD - Cut off NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MDMA 500 - Cut off NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MET - Cut off NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 3-5 giorni • COC - Cut off NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni • THC - Cut off NG/ML: 50 - Tempo rilevazione: - • AMP - Cut off NG/ML: 500 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni • MOP - Cut off NG/ML: 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni S.V.T.: OX / S.G. / PH / NiT / Glut / CRE